

APPLIX SMART

Enteral nutritionspump



- ▶ Enkel att använda
- ▶ Mobil och stationär
- ▶ Till barn och vuxna



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

APPLIX smart

Produktegenskaper och fördelar



Säkerhet

- Enkel att använda
- Lätt att rengöra
- Tyst under arbete
- Tydlig informationsdisplay som kan avläsas i mörker
- Kan anslutas till avdelningens larmanläggning för lättare övervakning av patienten
- Knapplåset försäkrar att inga ofrivilliga ändringar sker
- Batteriindikator
- Free-Flow skydd* med patenterad slangklämman för ytterligare säkerhet

*Free-Flow skydd innebär att när pumpdörren öppnas är slangklämman automatiskt försluten, därav inget ofrivilligt vätskeläckage

Omfattande larmfunktioner, som t ex:

- Påminnelse, när pumpen är påslagen men inte varit aktiv under 5 min
- Totalvolym uppnådd
- Slang tom
- Ocklusion före och efter pump
- Pumpluckan öppen
- Batteri prelarm vid 30 min och larm vid 10 min

Flexibilitet

- Lätt att använda, såväl på sjukhus som i hemmet
- Hög tillförselhastighet, 1-600 ml/timme
- Justerbar maxvolym 1-5000 ml
- Justerbar larmvolym
- Optiskt och audio larm
- Manuell eller automatisk fyllningsfunktion
- Mobil eller stationär
- NiMH-batteri. Återvinningsbart laddningsbatteri utan behov av urladdning (batteriet håller i 24 timmar med tillförselhastighet på 125 ml/timme)
- Lägesoberoende
- Vikt: endast 480 g (pumphållaren: 450 g)
- Mått: 128x114x43 mm (pumphållaren: 146x162x115 mm)

Beställning

	Art.nr. Tamro/Apotek	Art.nr. Leverantör
Pump och tillbehör		
1x1 Bordstativ	80 48 11	775 10 81
1x1 Golvstativ	80 48 14	798 20 71
1x1 Ryggsäck	81 46 23	27 71 03
1x1 Midjeväska	83 32 02	775 05 01
1x1 "Långöra" för barn	81 30 34	17 10 00
1x1 Barnryggsäck 1-3 år	81 30 35	17 09 10
1x1 Barnryggsäck 4-8 år	81 30 37	17 09 14
1x1 APPLIX smart pump -för best. kontakta Fresenius Kabi		
1x1 Instruktionsfilm -för best. kontakta Fresenius Kabi		

Sondmatningsaggregat

1x1 VarioLine universalaggr.	80 48 18	775 16 91
1x1 EasyBag aggregat	80 50 00	775 17 31
1x1 Passet m aggregat	80 48 17	775 17 11
1x30 DuoLine mobile aggr.	81 59 68	775 17 36
1x1 EasyBag mobile aggr.	81 30 33	775 17 81

Minsta beställningsmultipel gällande aggregat: 1x30 st

Ordermottagning Tamro, tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09.
För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice, tel 020-116 68 44, kundservice@fresenius-kabi.com.



SMART

Den patenterade slangklämman stängs automatiskt när pumpluckan öppnas



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB
Enteral Nutrition
751 74 Uppsala
Tel: 018-64 40 00
fax: 018-64 49 20
www.fresenius-kabi.se